

Excyte 20[®]

Automatisk mätning av sänka med inbyggd skanner, vagga och skrivare



- **Hög kapacitet**
- **Preindikation efter 10 min**
- **Liten blodvolym 1,0ml**
- **Eliminerar tidtagning**
- **500 resultat kan lagras**
- **Underhållsfri**
- **Förberedd för datauppkoppling mot LIS**

Excyte 20 är ett smidigt och enkelt instrument för dig som har många SR att mäta. Vid 30 min arbetstid kan den läsa av 40 SR/timme.

Mycket användarvänlig:
Scanna in patient ID på sidan av instrumentet och placera provröret i vaggan.

För enkelt prov:
Instrumentet startar automatisk efter blandningen. Det färdiga analysresultatet kan läsas av efter 30 min. Enkelt och tillförlitligt instrument med god korrelation till referensmetoden.

TEKNISKA DATA

Resultat:	mm Westergren
Teströr:	Excyte vakuumsrör/provrör
Blodvolym:	1,0 ml
Temperatur:	Automatiskt korrigerat till 18°C (Manley)
Analytisk kapacitet:	Max 80 test/t
Analystid:	15 alt. 30 min.
Avläsningsbrunn:	20 st.
Analysförhållande:	rumstemperatur 15-32°C
Mätområde:	1-140 mm
Lagringsskapacitet:	500 patient resultat med ID (kan visas på skärm alt. skrivs ut vid behov)
Skrivare:	Inbyggd
Interface:	Protokollet LIS02-A2 (tidigare ASTM E1394-97).
Kontroller:	Hög och normal som kan lagras och skrivas ut med en graf.
Blodvagga:	Inbyggd
Scanner:	Inbyggd

Art.nr.	Artikel	Antal/frp
052490	Avläser sänka Excyte 20	1
052471	SR-rör Excyte	100
ACC90-099	Kontrol sänkn. Accu-Sed Normal/abnormal	1
ACC10-004	Papper Excyte 20	1