

Quo-Test® HbA1c

enkel, rask og pålitelig HbA1c måling



- **Resultat på under 4 minutter**
- **Kun 4 µL enten kapillærblod eller venøst blod**
- **Vidt måleområde: 4-17 % eller 0-162 mmol/mol**
- **CV under 3%**
- **Interface på flere språk, bla. norsk**
- **Enkel prosedyre**

Rask og nøyaktig

- Resultater på mindre enn 4 minutter
- Kun 4 µL enten kapillærblod eller venøst blod
- Vid måleområde: 4-17 % eller 0-162 mmol/mol
- CV under 3%
- Ingen interferenser og upåvirket av Hb varianter
- Sporbar til IFCC referansemetode
- Brukervennlige funksjoner minimerer opplæringstiden
- Steg til steg instruksjoner på skjermen

Liten og effektiv

- Liten størrelse, høyde 20,5 cm, bredde 20,5 cm, dybde 13,5 cm
- Vekt 1,3 kg

Effektiv data håndtering

- Strekkodeleser inkludert. Kun én skanning pr reagenslot påkrevd
- Lagrer opp til 7000 resultater
- Dobbeltreportering inn både IFCC og DCCT verdier
- Mono-S justerte verdier også tilgjengelige
- PC software for LIS tilkobling
- USB printerport

Art.nr.	Artikkel	Ant. pr.pk.
0108-0000	Quo-Test avleser	1
0031	Quo-Test A1c reagens kit	15
0061	Quo-Test kontrollkit	4



1

Ta 4 µL blodprøve



2

Sett prøveoppsamleren inn i Quo-Test kassett.



3

Sett kassetten inn i analysatoren. Resultat er tilgjengelig innen 4 minutter.